

Oliven-Bacon-Brot

Nahrungsergänzungsmittel



Eiweißreiches, kalorien- kohlenhydrat- und zuckerreduziertes Produkt.

Dosierung: 1-2 Tüten pro Tag. Der Verbrauch von mehr als 2 Tüten pro Tag zur Gewichtsreduktion nur mit ärztlicher Beratung.

Menge: 32 g je Tüte

Zutaten: **Milchproteine** (Emulgator: Lecithine), **Eiweißpulver** und Eigelbpulver, **Sojaproteine** (Emulgator: **Sojalecithin**), **Weizenfasern**, modifizierte Stärke, **Weizengluten**, Aromastoffe (enthalten: **Weizen**, **Gerste**, **Sellerie**) und Raucharomen, dehydriertes geräuchertes Schweinefleisch (4,5 %) (Schweinefleisch, Salz, Antioxidationsmittel: Rosmarinextrakt, Konservierungsmittel: Natriumnitrit), **Weizendextrin**, Salz, Backtriebmittel: Diphosphate und Natriumcarbonate (enthält: **Weizen**), Vitamine (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), Maltodextrin, Petersilie, Farbstoff: Beta-Carotin

Enthält : **Milchproteine, Ei, Gluten (Weizen, Gerste), Soja, Sellerie**

NÄHRWERTANGABEN (Durchschnittswerte)

	100 g	32 g	*Empfohlene Tageszufuhr für 32 g
ENERGIEWERT	1529 kJ/363 kcal	489 kJ/116 kcal	
Proteine	52,0 g	17,0 g	
Kohlehydrate	15,0 g	4,9 g	
davon Zucker	2,2 g	0,7 g	
Fett	7,5 g	2,4 g	
davon gesättigte	2,0 g	0,6 g	
Ballaststoffe	12,0 g	3,9 g	
Salz	3,8 g	1,2 g	
MINERALE			
Calcium	285 mg	91 mg	11 %
Phosphor	407 mg	130 mg	19 %
Natrium	1537 mg	492 mg	/
Kalium	386 mg	124 mg	6 %
Magnesium	20 mg	6 mg	2 %

Nährstoffreferenzwerte [EU-Verordnung °1169/2011

Zubereitung: Das Pulver mit 75 ml Wasser vermengen. Die Masse auf 2 oder 3 kleine Backformen (Muffinformen - Silikon) aufteilen und bei 800W für 1:30 Minuten in der Mikrowelle backen.

Alternativ im Shaker lassen und in der Mikrowelle aufbacken. Hinweis: Backzeit ist von der Behältergröße abhängig.

Vor dem Zugriff von Kindern schützen!

Nicht als Ersatz für eine ausgewogene Ernährung verwenden.

Die angegebene Verzehrempfehlung darf nicht überschritten werden.

Nicht verwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem (den) Wirkstoff(en).

Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.

Seriennummer: siehe Beutelaufdruck

Verfallsdatum: siehe Beutelaufdruck

Hergestellt in Frankreich